

GB



INSTRUCTION MANUAL

Bathroom Scale

Model: PW-304

Thank you for choosing Vox Electronics bathroom scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use. By passing certain procedures may result in incorrect readings.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS


1. Never place the scales on carpet or on uneven floor.
2. The scales are not waterproof; never immerse the scales in water. To clean the surface, use a damp cloth or a glass cleaner. Do not use soap or other chemicals. Please keep the scales away from water, heat and extreme cold.
3. The scales are a high precision measuring device. Never jump or stamp on the scales or disassemble. Please handle the scales carefully to avoid breakage.
4. Remove the batteries if the scales are not being used for a long period of time.
5. Please check the batteries if the scale malfunction. Change to new batteries if required.
6. Please remove insulating strip on the batteries before use.
7. If batteries leak, change them immediately they may damage the scales.
8. To ensure weighing accuracy, when the scales are first used please place them on an even surface and wait for 10 seconds before stepping on the scales. This also applies if the scales are moved.
9. To ensure accuracy, we suggest you take your measurements at the same time every day.

SPECIFICATION

1. Auto ON
2. Auto OFF
3. High precision strain gauge sensors system
4. Weight Units: kg, lb, st: lb
5. Maximum Capacity: 150kg/330lb/24st
6. Tempered glass platform: 312x312x6mm
7. LED size: 86x41mm
8. Graduation: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Overload indication: ERR
10. Low batteries indication: LO
11. Power supply: 4 \times AAA batteries
12. Batteries included
13. 1 year manufacturer's warranty

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove all packaging before use.
2. Locate the 4 \times AAA batteries and the battery holder at the back of the scales, open the cover, install the batteries into the holder and close the cover. Please ensure that the batteries are placed the correct way as indicated in the holder.



3. Press UNIT key to switch on and select the unit measurement.
4. Place the scales on solid, flat ground, let the scales turn off automatically.
5. Step on the scales gently, position your feet evenly near the center and keep your body still and erect until the scales stabilize your weight. The scales will flick and lock on the LED screen after your weight is steady, then automatically turns off after 10 seconds.
6. The scales will automatically turn off if no further use required.

ERROR INDICATORS

Overload:



Low battery supply:



WORKING CONDITIONS:

1. Operating temperature range: $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$.
2. Operating humidity range: $\leq 90\% \text{ RH}$.
3. Storage temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.

SRB



ŽIVIMO ZAJEDNO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TELESNA VAGA

Model: PW-304

Zahvaljujemo na kupovini telesne vage Vox Electronics. Da bi se osigurao pravilan rad i preciznost, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Nikada ne stavljajte vagu na tepih ili na neravnu površinu.
2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne potapajte u vodu. Da biste očistili površinu, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje stakla. Ne koristite sapun ili druge hemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnoće.
3. Vage su uređaji za merenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na delove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbeglo oštećenje.
4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti duži vremenski period.
5. Proverite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamenite baterije ukoliko je potrebno.
6. Uklonite izolacionu traku sa baterija pre upotrebe.
7. Ako baterije procure, promenite ih odmah jer mogu da oštete vagu.
8. Da bi se obezbedila preciznost u merenju, kada koristite vagu prvi put, molimo da stavite vagu na ravnu površinu i sačekate 10 sekundi pre negó što stanete na nju. Ovo takođe važi i kada dođe do premeštanja vage.
9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se merite svakoga dana u isto vreme.


SPECIFIKACIJE

1. Automatsko paljenje (Auto ON)
2. Automatsko gašenje (Auto OFF)
3. Senzorni system visoke preciznosti
4. Merne jedinice: kg, lb, st, lb
5. Maksimalna težina merenja: 150kg/330lb/24st
6. Staklena površina vage: 312x312x6mm
7. Veličina LED ekrana: 86x41mm
8. Graduacija: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Pokazatelj preopterećenja: ERR
10. Pokazatelj niskog nivoa napona baterija: LO
11. Napajanje: 4 \times AAA baterije
12. Baterije uključene
13. Garancija proizvođača 1 godina

UPUTSTVA ZA RAD VAGE

Uklonite sav materijal od ambalaže pre upotrebe.

Pronađite 4 AAA baterije i ležište baterija na poledini vage, skinite poklopac, stavite baterije u ležište i zatvorite poklopac. Uverite se da su baterije pravilno postavljene kao što je obeleženo unutar ležišta.



Pritisnite taster UNIT (Merna jedinica) kako biste upalili vagu i izabrali jedinicu merenja.

Postavite vagu na tvrdnu, ravnu površinu, ostavite da se vaga sama ugasi.

Nežno stanite na vagu, postavite Vaša stopala ka sredini i držite telo uspravno dok se ne stabilizuje iznos Vaše težine na vagi. Nakon što se stabilizuje iznos Vaše težine, vaga će kliknuti i zaključati Led ekran, a potom će se automatski ugasi nakon 10 sekundi.

Vaga će se automatski isključiti ukoliko nema daljeg korišćenja.

INDIKATOR GREŠAKA

Preopterećenje:



Nizak napon baterije:



RADNI USLOVI:

1. Radni opseg temperature: 0 ~ 40°C..
2. Radni opseg vlažnosti: ≤ 90% RH.
3. Temperatura skladištenja: -20°C ~ 60 °C.



ŽIVIMO SKUPAJ

NAVODILO ZA UPORABO

OSEBNA TEHTNICA

Model: PW-304

Zahvaljujemo vam za nakup osebne tehtnice Vox Electronics. Da bi zagotovili neprekinjeno delovanje in natančnost, pozorno preberite ta navodila pred uporabo. Se ne drži določenih postopkov lahko privede do napačnih odčitkov.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Nikoli ne postavljajte tehtnico na preproga ali na neravni površini.
2. Tehtnica ni vodoodporna, nikoli ne potaplajte v vodo. Za čiščenje površine uporabite vlažno krpo ali pa čistilo za steklo. Ne uporabljajte mila ali drugih kemikalij. Ohranjati tehtnico proč od vode, vročino in ekstremnega mraza.
3. Tehtnice su naprave za merjenje visoke natančnosti. Nikoli ne skačite po njej, niti raztaviti dele. Previdno ravnejte s tehtnico da se prepreči škoda.
4. Vzemite baterije iz ležajev, če aparata dalj čas ne uporabljate.
5. Preverite baterije če tehtnico ne deluje dobro. Zamenjati baterije, če je potrebno.
6. Odstranite majhne plastične trakove med baterijami pred uporabo.
7. Če baterije puščajo, jih zamenjati, saj lahko poškodujejo tehtnico.
8. Za zagotovitev natančnosti merila, prosimo postavite tehtnico na ravno podlago, ko uporabljate tehtnico prvič in počakajte 10 sekund, preden stopite na njo. To velja tudi, ko gre za premikanje tehtnico.
9. Da bi zagotovili natančnost, priporočamo, da si redno merite vsak dan ob istem času.


SPECIFIKACIJE

1. Avtomatsko vklop (Auto ON)
2. Avtomatsko izklop (Auto OFF)
3. Senzorični sistem visoke natančnosti
4. Merilne enote: kg, lb, st, lb
5. Največa dovoljena masa: 150kg/330lb/24st
6. Staklena površina tehtnice: 312x312x6mm
7. Velikost LED zaslona: 86x41mm
8. Stopnjevanje: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Indikator preobremenitve: ERR
10. Indikator nizkonapetnosti baterija: LO
11. Napajanje: 4 \times AAA baterije
12. Baterije so priložene
13. Garancija proizvajalca 1 leto

NAVODILA ZA DELO

Odstranite ves material iz embalaže pred uporabo.

Poišči 4 AAA baterije in baterije pladenj na hrbtni strani lestvice, odstranite pokrov, dal baterijo v pladenj in zaprite pokrov. Poskrbite, da bodo baterije das pravilno nameščena, kakor je označeno v notranjosti pladenj.



Pritisnite UNIT (Merilna enota) za vklop tehtnice in izberite merilno enoto.

Postavite tehtnico na trdo, ravno površino, počakajte, da se sama izklopi.

Nežno stoji na skali, položite noge na sredini in ohranjajte telo pokonci, dokler se ne stabilizira količino teže na ravnotežje.

Po stabilizaciji znesek vaše teže tehtnico bo izklopi Led zaslon, nato pa se samodejno izklopi po 10 sekundah.

Tehtnica se bo samodejno izklopi, če ni nadaljnja uporaba.

INDIKATOR NAPAKA

Preobremenitev:



Nizka napetost baterije:



DELOVNI POGOJI:

1. Območje obratovalne temperature: 0 ~ 40 °C.
2. Delovna vlažnost: ≤ 90% RH.
3. Temperatura skladiščenja: -20°C ~ 60°C.

GARANCIJA

Natančnost tehtnico je preizkušen preden zapusti tovarno in izdelki so zavarovana pred katero koli napake v materialu ali izdelavi enega leta.



CG / BiH

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TJELESNA VAGA

Model: PW-304

Zahvaljujemo na kupovini tjelesne vage Vox Electronics. Da bi se osigurao pravilan rad i preciznost, pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije korišćenja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Nikada ne stavljajte vagu na tepih ili na neravnu površinu.
2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne potapajte u vodu. Da biste očistili površinu, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje stakla. Ne koristite sapun ili druge hemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnoće.
3. Vage su uređaji za mjerenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na dijelove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbjeglo oštećenje.
4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti duži vremenski period.
5. Proverite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamijenite baterije ukoliko je potrebno.
6. Uklonite izolacionu traku sa baterija prije upotrebe.
7. Ako baterije procure, promijenite ih odmah jer mogu da oštete vagu.
8. Da bi se obezbjedila preciznost u mjerenju, kada koristite vagu prvi put, molimo da stavite vagu na ravnu površinu i sačekate 10 sekundi prije nego što stanete na nju. Ovo takođe važi i kada dođe do premještanja vage.
9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se mjerite svakoga dana u isto vrijeme.


SPECIFIKACIJE

1. Automatsko paljenje (Auto ON)
2. Automatsko gašenje (Auto OFF)
3. Senzorni sistem visoke preciznosti
4. Mjerne jedinice: kg, lb, st, lb
5. Maksimalna težina mjerenja: 150kg/330lb/24st
6. Staklena površina vage: 312x312x6mm
7. Veličina LED ekrana: 86x41mm
8. Graduacija: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Pokazatelj preopterećenja: ERR
10. Pokazatelj niskog nivoa napona baterija: LO
11. Napajanje: 4 \times AAA baterije
12. Baterije uključene
13. Garancija proizvođača 1 godina

UPUTSTVA ZA RAD VAGE

Uklonite sav materijal od ambalaže pre upotrebe.

Pronađite 4 AAA baterije i ležište baterija na poledini vage, skinite poklopac, stavite baterije u ležište i zatvorite poklopac. Uvjerite se da su baterije pravilno postavljene kao što je obeleženo unutar ležišta.



Pritisnite taster UNIT (Mjerna jedinica) kako biste upalili vagu i izabrali jedinicu mjerenja.

Postavite vagu na tvrdnu, ravnu površinu, ostavite da se vaga sama ugasi.

Nježno stanite na vagu, postavite Vaša stopala ka sredini i držite tijelo uspravno dok se ne stabilizuje iznos Vaše težine na vagi.

Nakon što se stabilizuje iznos Vaše težine, vaga će kliknuti i zaključati Led ekran, a potom će se automatski ugasiti nakon 10 sekundi.

Vaga će se automatski isključiti ukoliko nema daljeg korišćenja.

INDIKATOR GREŠAKA

Preopterećenje:



Nizak napon baterije:



RADNI USLOVI:

1. Radni opseg temperature: 0 ~ 40°C..
2. Radni opseg vlažnosti: ≤ 90% RH.
3. Temperatura skladištenja: -20°C ~ 60 °C.



ŽIVIMO ZAJEDNO

HR

UPUTE ZA UPORABU

OSOBNNA VAGA

Model: PW-304

Zahvaljujemo na kupnji osobne vage Vox Electronics. Da bi se osigurao pravilan rad i preciznost, pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Nikada ne stavljajte vagu na sag ili na neravnu površ.
2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne uranjajte u vodu. Da biste očistili površ, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje stakla. Ne koristite sapun ili druge kemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnoće.
3. Vage su uređaji za mjerenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na dijelove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbjeglo oštećenje.
4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti dulji vremenski period.
5. Provjerite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamijenite baterije ukoliko je potrebno.
6. Uklonite izolacionu traku sa baterija prije uporabe.
7. Ako baterije procure, promijenite ih odmah jer mogu oštetiti vagu.
8. Da bi se obezbjedila preciznost u mjerenju, kada koristite vagu prvi put, molimo stavite vagu na ravnu površ i sačekajte 10 sekundi prije no što stanete na nju. Ovo također važi i kada dođe do premještanja vage.
9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se mjerite svakoga dana u isto vrijeme.


SPECIFIKACIJE

1. Automatsko paljenje (Auto ON)
2. Automatsko gašenje (Auto OFF)
3. Senzorni sistem visoke preciznosti
4. Mjerne jedinice: kg, lb, st, lb
5. Maksimalna težina mjerenja: 150kg/330lb/24st
6. Staklena površina vage: 312x312x6mm
7. Veličina LED zaslona: 86x41mm
8. Gradacija: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Pokazatelj preopterećenja: ERR
10. Pokazatelj niske razine napona baterija: LO
11. Napajanje: 4 \times AAA baterije
12. Baterije uključene
13. Garancija proizvođača 1 godina

UPUTE ZA RAD VAGE

Uklonite sav materijal od ambalaže prije uporabe.

Pronađite 4 AAA baterije i ležište baterija na poledini vage, skinite poklopac, stavite baterije u ležište i zatvorite poklopac. Uvjerite se da su baterije pravilno postavljene kao što je obilježeno unutar ležišta.



Pritisnite taster UNIT (Mjerna jedinica) kako biste upalili vagu i izabrali jedinicu mjerenja.

Postavite vagu na tvrdi, ravnu površ, ostavite da se vaga sama ugasi.

Nježno stanite na vagu, postavite Vaša stopala ka sredini i držite telo uspravno dok se ne stabilizira iznos Vaše težine na vagi.

Nakon što se stabilizira iznos Vaše težine, vaga će kliknuti i zaključati Led zaslon, a potom će se automatski ugasiti nakon 10 sekundi.

Vaga će se automatski isključiti ukoliko nema duljeg korišćenja.

INDIKATOR GREŠAKA

Preopterećenje:



Nizak napon baterije:



RADNI USLOVI:

1. Radni opseg temperature: 0 ~ 40°C..
2. Radni opseg vlažnosti: ≤ 90% RH.
3. Temperatura skladištenja: -20°C ~ 60 °C.



ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BÁSCULA personal

Model: PW-304

Gracias por la compra de báscula personal Vox Electronics. Para asegurar la continuidad del funcionamiento y la precisión, lea atentamente estas instrucciones antes de su uso. No adherirse a ciertos procedimientos puede dar lugar a lecturas incorrectas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Nunca coloque la báscula sobre una colchoneta o sobre una superficie irregular.
2. La báscula no es resistente al agua, ni sumerja en agua. Para limpiar la superficie utilice un paño húmedo o un limpiador de cristales. No utilice jabón u otros productos químicos. Mantener la báscula lejos del agua, el calor y el frío extremo.
3. Las básculas son dispositivos para medir la alta precisión. Nunca salte y no golpear las básculas, ni desmontar los componentes. Por favor cuidadosa manipulación de la báscula para evitar daños.
4. Retire las pilas si la báscula no se utiliza durante un período prolongado de tiempo.
5. Compruebe las pilas si la báscula no funciona bien. Cambie las pilas si es necesario.
6. Retire la cinta aislante de la batería antes de su uso.
7. Si las pilas se derraman, cambiarlos de inmediato, ya que podría dañar la báscula.
8. Para garantizar la precisión de medición, cuando se utiliza la báscula por primera vez, por favor ponga la báscula sobre una superficie plana y espere 10 segundos antes de entrar en él. Esto también es cierto cuando se trata de transferir saldos.
9. Para garantizar la precisión sugerimos que mida todos los días a la misma hora.


ESPECIFICACIONES

1. Encendido automático (AUTO ON)
2. Desconexión automática (AUTO OFF)
3. Sistema sensorial de alta precisión
4. Unidades de medida: kg, lb, st, lb
5. Peso máximo: 150kg/330lb/24st
6. Escalas superficie de vidrio: 312x312x6mm
7. Dimensiones de pantalla LED: 86x41mm
8. Graduación: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb \geq 20st)
9. Indicador de sobrecarga: ERR
10. Indicación de los niveles de tensión de batería baja: LO
11. Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
12. Pilas incluidas
13. Garantía del fabricante 1 año

INSTRUCCIONES DE USO

Retire todo el material del envase antes de su uso.

Encontrar 4 pilas AAA y la batería de la bandeja en la parte posterior de la báscula, retirar la cubierta, colocar la batería en la bandeja y cierre la tapa. Asegúrese de que las baterías das colocadas en forma adecuada indicada en el interior de la bandeja.



Pulse UNIT (unidad de medida) para encender la báscula y seleccionar la unidad de medida.

Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y dejar que se equilibre a sí misma. Pararse suavemente sobre la báscula, coloque los pies a la mitad y mantener el cuerpo en posición vertical hasta que se establezca la cantidad de su peso en la báscula.

Después de la estabilización de la cantidad de su báscula de peso va a hacer clic y bloqueo de pantalla Led, y luego se apagará automáticamente después de 10 segundos.

La báscula se apagará automáticamente si no hay un uso posterior.

INDICACIÓN DE ERRORES

Sobrecarga:



Tensión de batería baja:



CONDICIONES DE TRABAJO:

1. Rango de temperature de funcionamiento: 0 ~ 40 °C.
2. Rango de humedad: ≤ 90% RH.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C.

GR



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΖΥΓΑΡΙΆ ΜΠΑΝΙΟΥ
Μοντέλο: PW-304

Ευχαριστώ που επιλέξατε ζυγαριά μπάνιου Vox Electronics. Για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία και ακρίβεια, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν τη χρήση. Παράκαμψη ορισμένων διαδικασιών μπορεί να έχει ανακριβείς ενδείξεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Ποτέ μη βάζετε ζυγαριά στο χαλί ή στο ανώμαλο πάτωμα.
2. Η ζυγαριά δεν είναι αδιάβροχη, πότε μη βουτάτε τη ζυγαριά στο νερό. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια, χρησιμοποιήστε υγρό ύφασμα ή καθαριστικό τζαμιών. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλες χημικές ουσίες. Παρακαλώ κρατήστε τη ζυγαριά μακριά από το νερό, ζέστη και εξαιρετικό κρύο.
3. Η ζυγαριά είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακρίβειας. Ποτέ μη περδάτε ή κλωτσάτε τη ζυγαριά και μη την αποσυναρμολογήσετε. Παρακαλώ χειριστείτε τη ζυγαριά προσεκτικά για να αποφύγετε σπάσιμο.
4. Βγάλτε τις μπαταρίες εάν δε χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
5. Παρακαλώ ελέγξτε τις μπαταρίες σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ζυγαριάς. Αλλάξτε για καινούριες εάν χρειαστεί.
6. Παρακαλώ αφαιρέστε τη μονωτική ταινία από τις μπαταρίες πριν τη χρήση.
7. Εάν οι μπαταρίες έχουν χαλάσει, αλλάξτε τες αμέσως διότι μπορεί να βλάψουν τη ζυγαριά.
8. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια ζυγίσματος, όταν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για πρώτη φορά, παρακαλώ τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν βηματίσετε επάνω σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και όταν μετακινήσετε τη ζυγαριά.
9. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια, προτείνουμε να κάνετε μετρήσεις την ίδια ώρα κάθε μέρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Auto ON - ανοίγει αυτόματα
2. Auto OFF - κλείνει αυτόματα
3. Σύστημα αισθητήρων με μετρητή υψηλης ακρίβειας
4. Μονάδες βάρους: kg, lb, st, lb
5. Μέγιστο βάρος: 150kg/330lb/24st
6. Πλατφόρμα με σκληρυμένο γυαλί: 312x312x6mm
7. Μέγεθος LED οθόνης: 86x41mm
8. Διαβάθμιση: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb, $\geq 20st$)
9. Ένδειξη υπερφόρτωσης: ERR
10. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: LO
11. Μπαταρίες: 4×AAA batteries
12. Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
13. 1 χρόνο εγγύηση του κατασκευαστή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αφαιρέστε ολόκληρη τη συσκευασία πριν τη χρήση.
2. Βρείτε τις 4 AAA μπαταρίες και τη θήκη των μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς, ανοίξτε το κάλυμμα, βάλτε τις μπαταρίες στη θήκη τους και κλείστε το κάλυμμα. Παρακαλώ ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι βαλμένες σωστά όπως στην εικόνα στη θήκη.



3. Πατήστε το πλήκτρο UNIT (μονάδες) για να ανοίξετε και επιλέξετε τη μονάδα βάρους.

4. Τοποθετήστε τη ζυγαριά στη στερεά, επίπεδη επιφάνεια, αφήστε τη ζυγαριά να κλείσει αυτόματα.
5. Βηματίστε ελαφρώς στη ζυγαριά, τοποθετήστε τα πόδια σας ίσια κοντά στο κέντρο και κρατήστε το σώμα σας ακίνητο και όρθιο ώσπου η ζυγαριά να σταθεροποιήσει το βάρος σας. Η ζυγαριά θα χτυπήσει και θα κλειδωθεί στη LED οθόνη όταν το βάρος σταθεροποιηθεί, μετά θα κλείσει αυτόματα ύστερα από 10 δευτερόλεπτα.
6. Η ζυγαριά θα κλείσει αυτόματα εάν δε χρησιμοποιείται πια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Υπερφώρτιση :



Χαμηλή μπαταρία :



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$.
2. Εύρος υγρασίας λειτουργίας: $\leq 90\% \text{ RH}$.
3. Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.